

# Entretien des instruments de chirurgie oculaire

## Sécurité et manipulation



### Matériels piquants et tranchants

Protégez l'extrémité de tous les instruments piquants ou tranchants avec un morceau de tube en silicone ou en caoutchouc

Vous pouvez utiliser un morceau de tube à perfusion intraveineuse ou bien la tubulure d'un microperfuseur à ailettes

### N'oubliez pas !

- Ne jamais recapuchonner une aiguille à usage unique
- Toujours utiliser une pince de Halsted pour désadapter la lame d'un bistouri de Bard Parker
- Toujours placer sur la desserte ou le chariot du bloc un conteneur destiné à recueillir les aiguilles et lames usagées
- **Ne jamais toucher l'extrémité d'un instrument**
- **Ne jamais projeter un instrument**



### Aiguilles

Jetez les aiguilles souillées immédiatement après usage

Placez-les dans un conteneur spécialement prévu à cet effet

Ne remplissez pas ce conteneur à ras bord

Il est préférable d'utiliser un petit conteneur et de vider celui-ci tous les jours

Une fois qu'il est presque plein, scellez puis incinérez le conteneur

## Entretien

### Nettoyage



Utilisez une brosse à poils doux et de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer à fond chaque instrument. Le lavage doit être individuel et se fait en gardant l'instrument **en position ouverte**

### Lubrification




Après avoir nettoyé des instruments à charnières, utilisez un lubrifiant immédiatement pour préserver leur bon fonctionnement et empêcher qu'ils ne rouillent. Immergez brièvement l'instrument, puis rincez. **Ne laissez surtout pas tremper**

### Séchage



Séchez complètement les instruments avant de les entreposer. Vous pouvez utiliser de la gaze sèche (à gauche) en faisant bien attention ou un sèche-cheveux (à droite)



### Graissage

Lorsque vous entreposez des instruments à charnières, vous devez les graisser une fois par semaine. Utilisez une seringue de 2 ml et une aiguille de calibre 21 pour aspirer l'huile, puis une aiguille de calibre 25 pour appliquer cette dernière sur les charnières. Absorbex l'excédent graisseux avec un morceau de gaze. Nous recommandons d'utiliser de l'huile ordinaire pour machine à coudre



### Inspection



Vérifiez l'alignement et testez le tranchant ou la pointe des instruments, avec un grossissement et un éclairage adéquats



Vérifiez l'intégrité des instruments creux (vérifiez qu'ils ne sont pas bouchés) en faisant circuler de l'eau chaude propre

## Entreposage, transport et sécurité

**N'oubliez pas !** L'extrémité des instruments tranchants ou piquants doit être recouverte d'un fourreau protecteur en silicone ou en caoutchouc durant le transport ou l'entreposage

### Étagères




Des étagères en verre dans un placard fermant à clef vous permettent d'entreposer les instruments en toute sécurité et de les vérifier d'un coup d'œil

**N'empilez jamais les instruments** les uns sur les autres

Il est recommandé d'utiliser un local bien ventilé

### Plateaux



Chaque instrument a son emplacement individuel sur le plateau

**Les instruments ne doivent pas être en contact les uns avec les autres**

Utiliser pour l'entreposage et le transport des instruments, ou durant certaines procédures de stérilisation

### Boîtes



Les boîtes peuvent être en métal ou en plastique. Elles contiennent un tapis de protection en silicone

Utiliser pour l'entreposage et le transport des instruments, ou durant certaines procédures de stérilisation

### Trousses



Les trousse sont en tissu solide et ne coûtent pas cher

Chaque poche permet de ranger un seul instrument  
Fermer la trousse avec un ruban ou un cordon, **pas avec un élastique**

Utiliser **uniquement pour l'entreposage et le transport des instruments**