

## TABLE D'ACCOUCHEMENT

### Autres désignations

Lit d'accouchement

Anglais :

Obstetrical table



### Applications médicales

#### Utilisation Principale :

- ✓ La table d'accouchement est une table articulée qui permet d'installer la future maman dans diverses positions, allant de l'horizontale à une position quasi accroupie, pour accoucher dans de bonnes conditions.
- ✓ Elle permet également au personnel accoucheur (sages femmes, médecin obstétricien) de suivre l'accouchement et d'intervenir, si nécessaire, sur la zone périnéale.

#### Domaines d'application

- ✓ Maternité

### Principe de fonctionnement

- ✓ La table d'accouchement est constituée de plusieurs parties et accessoires :
  - Un **module** composé d'un *dossier*, d'une *assise* et d'un *repose-pieds* réglables et indépendants. Ce module doit être suffisamment *large* pour permettre à la patiente de se coucher sur le côté afin d'améliorer les échanges entre elle et son enfant lorsque celui-ci sera né. Il est recouvert d'un *matelas de mousse plat au revêtement synthétique lavable et ignifugé* (du papier de protection imperméable est généralement disposé pour chaque patiente).
  - Une **structure** en acier sur lequel repose le module, constituée de pieds fixes.
  - Un **bassin**, incorporé dans la partie basse de la table d'accouchement, qui facilite la récupération des déchets (sang, placenta...).
  - Deux **repose-jambes ou étriers**, ajustables et articulés qui permettent à la patiente d'y poser ses genoux pliés ou ses pieds pendant le travail.
  - Une paire d'**épaulières** ajustables, qui permet de bloquer le buste de la patiente lors de l'accouchement.
  - Une paire de **poignées de maintien** ajustables.
  - Des **coussins** qui sont mis à la disposition de la patiente dans le but de rendre la position couchée ou assise plus confortable.

### Options et versions disponibles sur le marché

- ✓ Le **modèle standard** permet:
  - la position "Trendelenburg", position d'accouchement classique (position couchée avec buste incliné vers l'avant et jambes pliées, relevées et écartées),
  - le réglage, à l'aide d'une crémaillère automatique haute résistance, de toutes les parties articulées de la table (la tête, les repose-pieds...).
- ✓ Les **modèles les plus récents** proposent de nombreuses options dont:
  - Une *commande électrique* qui permet de convertir la table de travail en table d'accouchement et qui offre, en plus du modèle mécanique, plusieurs positions à la future maman (assise, agenouillée, accroupie...) lors des phases de travail et d'accouchement.
  - Des *roulettes de guidage/freinage* qui facilitent le transport de la patiente dans le cas d'un transfert en urgence.
  - Des *barrières latérales* qui permettent une meilleure manœuvrabilité du lit dans les

couloirs et passages de portes.

- Un *matelas* constitué de différentes couches dont une de mousse et une autre de coussins d'air pour plus de confort des lombaires et fessiers.

### Structures adaptées

Hôpital disposant d'une maternité

### Accessoires et consommables principaux

### Consommables et accessoires à prévoir

Désignation	Fourchette de prix
- paire d'étriers	- environ 100€
- repose-jambes ajustable et articulé	- environ 180€
- bassin de lit inox	- environ 70€
- rouleau papier de protection imperméable	- environ 15€
- coussins divers	- environ 20€ pièce

### Commentaires

- ✓ Chaque table a ses accessoires spécifiques, les tarifs dépendent donc de la marque du matériel.
- ✓ Les prix varient également selon la quantité d'accessoires commandée.

### Entretien

- ✓ Utiliser un détergent (savon ordinaire) et rincer à l'eau claire.

### Maintenance

Niveau de formation requis :

- ✓ Le personnel intervenant dans la réparation et le suivi de ce type d'appareil doit avoir suivi une *formation sur son fonctionnement et sa maintenance*. Cette formation doit être dispensée par le constructeur, un organisme habilité, ou une personne compétente.

Selon le modèle de table, des connaissances en mécanique et en électronique sont nécessaires.

Maintenance :

#### ✓ Niveau :

L'intervention technique est simple pour les modèles mécaniques, mais complexe pour les modèles électriques.

#### ✓ Coût :

Le coût est variable et essentiellement dû à des pannes curatives (qui nécessitent des changements de pièces).

#### ✓ Pannes courantes :

- **Tables classiques:**

Rupture des crémaillères.

- **Tables électriques:**

Rupture de l'articulation plastique des repose-jambes.

#### ✓ Maintenance curative :

Toute anomalie doit donner lieu à une intervention technique et au remplacement des pièces défectueuses.

#### ✓ Maintenance préventive :

- **Tables classiques:**

Lubrifier régulièrement les parties coulissantes.

Manipuler avec attention l'appareil afin de préserver les crémaillères.

- **Tables électriques:**

Vérifier chaque organe de la table (fonctions du moteur, repose-jambes, système de freinage...) tous

les deux ans.

### Précautions d'utilisation

Niveau de formation requis :

- ✓ Le personnel utilisateur doit avoir lu le mode d'emploi de l'appareil et suivi une *formation à l'utilisation* de l'appareil par le constructeur, un organisme habilité, ou une personne compétente. Cela se fera généralement lors de la mise en service du matériel.

### Précaution

- ✓ Le personnel doit toujours manipuler avec précaution la table d'accouchement du fait de ses nombreux accessoires mobiles (risques de chute pouvant entraîner la casse).

### Contraintes d'installation

- ✓ Les portes de la salle d'accouchement doivent avoir une ouverture de portes plus large que la normale puisque les accessoires environnants de la table sont encombrants.

Pour les tables d'accouchement électriques:

- ✓ Un réseau électrique avec mise à la terre est indispensable : alimentation triphasée 220-230V.

### Acheminement

Longueur	environ 180 cm
Largeur	environ 55 cm
Hauteur	environ 80 cm
Volume	Inférieur à 1 m <sup>3</sup>
Poids	70 kg (standard) à environ 200 kg (électrique)
Précautions particulières	<p>Prévoir un emballage protecteur</p> <p>Ne pas basculer la table sur le côté, risques de fuites d'huile (si le matériel est d'occasion et donc déjà huilé. Les tables neuves ne le sont pas)</p> <p>Les accessoires doivent être emballés et étiquetés séparément.</p>

### Personnes ressources

## REMARQUES

*Cette fiche n'est mise à disposition qu'à titre informatif et ne constitue en aucun cas un mode d'emploi. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur un modèle précis de matériel, adressez-vous directement au fabricant concerné. Vous pouvez également contacter les personnes ressources dont les coordonnées sont indiquées en fin de fiche.*

*Ce document fait partie d'une série de fiches-infos matériel développée et validée par le groupe de travail « le matériel médical dans les actions de coopération internationale » coordonné par l'association Humatem. Cette série est en accès libre sur le site [www.humatem.org](http://www.humatem.org).*